



<b>MEDICARE UITGEEST B.V.</b>	<b>Document:</b> Advisory Notice	
<b>DOC-QA:</b> AD-02	<b>Versie:</b> 1.0	<b>Datum:</b> 01-Sep-2022

## Advisory Notice: wijziging onderhoudsfrequentie

Ref:AD2022-02

Datum: 01-Aug-2022

Beste klant,

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen dat de onderhoudsfrequentie gewijzigd is van 5 jaar naar 10 jaar. Dit geldt alleen voor producten die u vanaf 01-AUG-2022 ontvangt en indien deze onderhoud hebben gekregen na 01-AUG-2022. Voor deze producten kunt u intern de onderhoudsfrequentie wijzigen naar 10 jaar, houd er wel rekening mee dat u jaarlijks te allen tijde een visuele check moet doen en de werking controleert.

Dit is van toepassing op de volgende producten:

- Flowmeter
- Vacuumregelaar
- Vacuuminjecteur
- Slangstellen
- Gasafnamesysteem
- Klepset

We hopen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Indien u aanvullende informatie wilt ontvangen betreft de validatie van de onderhoudsfrequentie of andere vragen neem dan gerust contact op met uw accountmanager.

Met vriendelijk groet,

Loïc Brandsma

QA/RA Manager